

Q PVC-Reiniger 10

greenteQ PVC-Reiniger 10 ist ein leicht anlösendes Reinigungsmittel für PVC-Hart-weiß.

Eigenschaften:

- greenteQ PVC-Reiniger 10 wird als leicht anlösendes Reinigungsmittel für Profile aus PVC-Hart-weiß im Kunststoffensterbau in Fachbetrieben eingesetzt.
- greenteQ PVC-Reiniger 10 eignet sich speziell zur Klebevorbereitung und Entfernung von Markierungen sowie groben Verunreinigungen.
- greenteQ PVC-Reiniger 10 eignet sich zur Reinigung von verschiedenen nicht transparenten thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen bei den verschiedensten Industrieanwendungen.

Produktabbildung:



Technische Daten:

Basis:	gemischte Monocarbonsäureester, aromatenfrei und frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen
Dichte (nach EN 542 bei +20°C)	ca 0,90 g/cm ³
Mindestverarbeitungstemperatur	ab +5°C
Flammpunkt	-4°C
Zündtemperatur	+460°C

Arbeitsvorbereitung:

- Die Reinigung der trockenen, staubfreien Materialoberfläche erfolgt mittels trockenen, nicht flusenden oder färbenden Tüchern aus Zellstoff oder Baumwolle. Bei stark staubbehafteten Oberflächen ist eine Vorreinigung mit greenteQ PVC-Reiniger 20 nötig.

Verarbeitung:

- Aufgrund der hygroskopischen Wirkung von angelöstem PVC dürfen anlösende Reiniger grundsätzlich nur bei trockenen Klimaverhältnissen angewendet werden! In der Regel ist ein einmaliges Abwischen der zu reinigenden Oberflächen ausreichend, ggf. kann bei intensiverer Verschmutzung der Reinigungsvorgang, nach Durchhärtung der Materialoberfläche, wiederholt werden.

Lagerung und Lieferform:

- Originalgebinde dicht verschlossen und trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 24 Monate.
- Originalgebinde: 1000 ml Metall-Flasche
Versandeinheiten: 10 Flaschen je Karton.

PRODUKTDATENBLATT

greenteQ

PVC-Reiniger 10

greenteQ PVC-Reiniger 10 ist ein leicht anlösendes Reinigungsmittel für PVC-Hart-weiß.

Zubehör:



Als Zubehör empfehlen wir die nichtfärbenden Zellstoff-Reinigungstücher (877.429/2400) auf Rolle mit praktischem Abreisspender (923.067/0000). Zur sparsamen Verarbeitung von Lösemittelreinigern bei Großbinden empfehlen

wir den Sparanfeuchter/ Sicherheitsspender (945.786/0000) (4 l Volumen) zu verwenden.

Sicherheitshinweise:



Siehe Sicherheitsdatenblatt greenteQ PVC-Reiniger 10.

Allgemeine Hinweise:



Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.